



CE

Prophylaxepulver Bedienungsanleitung

PT-S1

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

1 Produkteinführung

Das Prophylaxepulver wird mit der Zahnluftpoliervorrichtung verwendet, um Zahnbelag, Zahnstein, Zahnstein usw. zu entfernen.

2 Modell

PT-S1

3 Hauptzusammensetzung

Natriumbicarbonat, hydrophobe Kieselsäure, Natriumsaccharinat und Lebensmittelgeschmack.

4 Betriebsmethode

1

4.1 Schütteln Sie die Flasche vor dem Öffnen des Verschlusses 3 -5 Mal mit den Händen auf und ab.

4.2 Öffnen Sie die Kappe und gießen Sie die entsprechende Menge Pulver entsprechend dem Mundzustand des Patienten in den Pulvertank des Luftpoliergeräts. Ziehen Sie dann die Kappe fest.

4.3 Aktivieren Sie die Luftpoliervorrichtung und richten Sie die Düse am Handstück auf die Zahnoberfläche des Patienten aus, um mit der Skalierung zu beginnen.

5 Gegenanzeige

5.1 Das Luftpoliergerät oder dieses Pulver darf unter keinen Umständen bei Patienten mit chronischer Bronchitis oder Asthma angewendet werden, da das Gas

und Pulverspray kann Atembeschwerden verursachen.

5.2 Dieses Pulver sollte nicht zur Behandlung von Patienten mit einer salzarmen Diät verwendet werden.

5.3 Die im Sandpulver enthaltene Essenz kann unter bestimmten Bedingungen eine allergische Reaktion auslösen. Bei Patienten, von denen bekannt ist, dass sie allergisch gegen Essenzen sind, verwenden Sie dieses Pulver bitte nicht mehr.

5.4 Richten Sie die Düsen nicht direkt an Füllstoffen, Kronen und Brücken aus, da dies diese Restaurationen beschädigen kann.

5.5 Es ist verboten, dieses Pulver auf subgingivale Teile aufzutragen.

6 Lagerung und Haltbarkeit

6.1 Pulver sollte nicht in der Nähe von sauren Flüssigkeiten und Wärmequellen gelagert werden.

6.2 Lagerbedingungen: Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht schützen.

6.3 Gültigkeitsdauer: Zwei (2) Jahre ab Produktionsdatum.

6.4 Nicht nach Ablaufdatum verwenden.

7 Behandlungsempfehlung

7.1 Tragen Sie vor der Behandlung Vaseline auf die Lippe des Patienten auf.

7.2 Patienten und Bediener müssen während der Behandlung eine Schutzbrille tragen.

7.3 Der Benutzer muss während der Behandlung eine Maske tragen.

7.4 Verwenden Sie das Hochgeschwindigkeitsentleerungsgerät an der

Dentaleinheit, um das gesprühte Pulver während der Behandlung aufzunehmen.

8 Vorsichtsmaßnahmen

8.1 Geben Sie das restliche Pulver nach der Behandlung nicht zurück in die Pulverflasche.

8.2 Decken Sie die Pulverflasche nach dem Öffnen mit dem Verschluss ab und ziehen Sie sie rechtzeitig fest, um das Pulver vor Feuchtigkeit zu schützen.

8.3 Wenn das Luftpoliergerät längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie bitte den Pulvertank, um zu verhindern, dass das Pulver agglomeriert, und blockieren Sie das Gerät.

9 Transport

9.1 Vermeiden Sie es, sich während des Transports mit sauren Substanzen und gefährlichen Gütern zu vermischen.

9.2 Vermeiden Sie während des Transports die Exposition gegenüber Sonne, Regen und Schnee.

10 Umweltschutz

Dieses Produkt enthält keine schädlichen Inhaltsstoffe und kann gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt und vernichtet werden.

11 Europäischer Bevollmächtigter

EC	REP
----	-----

 MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

12 Symbol description



Warenzeichen



Instruktionen befolgen
für den Einsatz



Hersteller



Herstellungsdatum



Chargennummer



Vor Gebrauch
schütteln

Shake before use



CE Kennzeichnung



Bevollmächtigter in der EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFT

13 Aussagen

Woodpecker behält sich das Recht vor, den Inhalt der Produkttechnologie, des Zubehörs, der Bedienungsanleitung und der Produktverpackung jederzeit ohne weitere Ankündigung zu ändern.

Scan- und Login-Website für
weitere Informationen



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Europe Sales Dept.: +86-773-5873196

North/South America & Oceania Sales Dep.:+86-773-5873198

Asia & Africa Sales Dep.:+86-773-5855350 Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

ZMN-SM-220 V1.0-20200408