

CE

Prophylaxepulver Bedienungsanleitung

PT-S3

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

Inhalt

1	Produkteinführung	3
2	Modell und Spezifikationen	3
3	Hauptzusammensetzung	3
4	Verwendungszweck	3
5	Betriebsmethode	3
6	Gegenanzeige	4
7	Lagerung und Haltbarkeit	4
8	Behandlungshinweise	5
9	Vorsichtsmaßnahmen	5
10	Transport	5
11	Umweltschutz	6
12	Symbol description	6
13	Europäischer Bevollmächtigter	6
14	Aussagen	7

1 Produkteinführung

Das Prophylaxepulver ist für die Zahnheilkunde mit Luftpoliergeräten vorgesehen.

2 Modell und Spezifikationen

Modell: PT-S3;

Technische Daten: Partikelgröße ~ 65µm

Partikelgröße: ~ 25µm

3 Hauptzusammensetzung

Glycin, amorphes Siliciumdioxid.

4 Verwendungszweck

Prophylaxepulver wird in der Zahnmedizin mit Luftpoliergeräten zur Entfernung von Zahnbelag, Zahnstein und Zahnstein usw. verwendet. (Für die Spezifikationen einer Partikelgröße von ~ 65 µm kann es nur für supgingivale Anwendungen verwendet werden.)

5 Betriebsmethode

5.1 Schütteln Sie die Flasche vor dem Öffnen des Verschlusses 3-5 Mal mit den Händen auf und ab.

5.2 Öffnen Sie die Kappe und gießen Sie die entsprechende Menge Pulver entsprechend dem Mundzustand des Patienten in den Pulvertank des Luftpoliergeräts. Ziehen Sie dann die Kappe fest.

5.3 Aktivieren Sie die Luftpoliervorrichtung und richten Sie die Düse am Handstück an der Stelle aus, an der der Patient behandelt werden muss, um mit dem Skalieren zu beginnen.

6 Gegenanzeige

6.1 Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, chronischer Bronchitis oder Asthma dürfen unter keinen Umständen mit einem Luftpoliengerät behandelt werden.

6.2 Der Luft- und Pulverstrahl kann Atembeschwerden verursachen.

6.3 Prädisponierte Personen können gegenüber Glycocoll empfindlich sein. Wenn allergische Reaktionen beobachtet werden, beenden Sie die Verwendung des Produkts und entfernen Sie das Pulver vollständig aus dem Mund.

6.4 Die Behandlung tiefer Parodontaltaschen kann zu einer Bakteriämie führen. Bitte wenden Sie geeignete Einschränkungen für die Behandlung von Risikopatienten an (allgemeine geschwächte Immunität, Endokarditis).

6.5 Richten Sie den Pulverstrahl nicht auf Füllungen, Kronen oder Brücken, da dies diese Restaurationen beschädigen könnte

7 Lagerung und Haltbarkeit

7.1 Pulver sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden.

7.2 Lagerbedingungen: Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht schützen.

7.3 Gültigkeitsdauer: Zwei (2) Jahre ab Herstellungsdatum.

7.4 Nicht nach Ablaufdatum verwenden.

8 Behandlungshinweise

8.1 Tragen Sie vor der Behandlung Vaseline auf die Lippe des Patienten auf.

8.2 Patienten und Bediener müssen während der Behandlung eine Schutzbrille tragen.

8.3 Der Benutzer muss während der Behandlung eine Maske tragen.

8.4 Verwenden Sie das Hochgeschwindigkeitsentleerungsgerät an der Dentaleinheit, um das gesprühte Pulver während der Behandlung aufzunehmen.

9 Vorsichtsmaßnahmen

9.1 Geben Sie das restliche Pulver nach der Behandlung nicht zurück in die Pulverflasche.

9.2 Decken Sie die Pulverflasche nach dem Öffnen mit dem Verschluss ab und ziehen Sie sie rechtzeitig fest, um das Pulver vor Feuchtigkeit zu schützen.

9.3 Wenn das Luftpoliergerät längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie bitte den Pulvertank, um zu verhindern, dass das Pulver agglomeriert, und blockieren Sie das Gerät.

10 Transport

10.1 Vermeiden Sie es, sich während des Transports mit gefährlichen Gütern zu vermischen.

10.2 Vermeiden Sie während des Transports die Exposition gegenüber Sonne, Regen und Schnee.

11 Umweltschutz

Dieses Produkt enthält keine schädlichen Inhaltsstoffe und kann gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt und vernichtet werden.

12 Symbol description



Siehe Anleitung Handbuch / Broschüre



Hersteller



Herstellungsdatum

6



Chargennummer



Vor Gebrauch
schütteln

Shake before use



CE Kennzeichnung



Bevollmächtigter in der EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFT

13 Europäischer Bevollmächtigter



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

14 Aussagen

Woodpecker behält sich das Recht vor, den Inhalt der Produkttechnologie, des Zubehörs, der Bedienungsanleitung und der Produktverpackung jederzeit ohne weitere Ankündigung zu ändern.

Scan- und Login-Website
für weitere Informationen



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Europe Sales Dept.: +86-773-5873196

North/South America & Oceania Sales Dep.:+86-773-5873198

Asia & Africa Sales Dep.:+86-773-5855350 Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

ZMN-SM-216 V1.0-20200619